

2-low-level-processing

June 24, 2020

1 LOW LEVEL ANALYSIS

1.1 Peak Finding

Come prima cosa viene consigliato di guardare questa nota sulla ricerca dei picchi [Peakfinding in strax](#) che spiega come funziona in strax la ricostruzione dei segnali dei PMT e l'identificazione in S1 e S2. Qui c'è un riassunto della nota.

Gli step che vengono seguiti sono:

1. Cercare i **peaklets**: regioni di tempo che appartengono allo stesso S1 o S2
2. Calcolare le proprietà di base e classificarli come S1 o S2
3. Unire peaklets parte dello stesso S2

1.2 1-HitFinder

Prima della ricerca dei picchi viene runnato l'**hitfinder**, che deve cercare single-PE e altri **hits**, gli algoritmi utilizzati cercano di ottimizzare l'accettanza dei fotoni.

1.3 2-PeakLets

Poi gli hits vengono raggruppati nei **peaklets** quando ci sono dei gap ≥ 350 ns. In questo modo i peaklet possono essere:

- S1 separati da possibili After Pulses (AP) o altri SE che seguono
- S2 senza gap
- Single electrons (un-fragmented)
- Hits isolati dovuti a dark counts o PMT afterpulses
- gruppi non risolti a high-energy

1.4 3-GoodnessOfSplit

Questo non è sufficiente, soprattutto ad alte energie dove possiamo avere APs o PEs. Per i picchi candidati viene calcolata la waveform di somma e viene valutata il **goodness of split**, poi viene separata al massimo se questo supera un certo threshold, questa operazione viene ripetuta fino a che non si raggiunge un'area piccola o non si raggiunge un limite. Strax ha 2 opzioni per il goodness of split, ma viene usata quella chiamata **natural breaks** che guarda la somma quadratica della deviazione del picco(i) prima e dopo lo split. Il goodness of split threshold può essere funzione dell'area e del risetime dei picchi, in questo modo può anche classificare S1 e S2 (che però viene fatto dopo). [Qui è descritto il threshold usato attualmente.](#)

1.5 4-Classification

La classificazione è basata su: * **Rise time**: tempo per arrivare al 10% dell'area del picco * **Tight coincidence**: numero di PMT che contribuiscono entro una finestra di 100 ns centrata al massimo della waveform somma

I picchi sono classificati come unknown, S1 o S2 seguendo questo ragionamento: * picchi con risetime breve ($<60\text{ns}$ ($<150\text{ns}$) se l'area è meno (più) di 100 PE) e almeno 3 PMTs sono classificati come S1 * i picchi rimanenti con almeno 4 PMT sono classificato come S2 * altrimenti come unknown

1.6 5-Merging

Il merging serve serve per convertire peaklets in **peaks** ed è applicato nei seguenti casi: * il merged peak non ha gap tra hits maggiori di 3.5 us * il primo peaklet è un S2 * l'area del merged peak è minore di 5000 PE * il tempo del merged peak è minore di 10 us

1.7 Peakfinding: peaklet_processing.py

Ci sono 4 classi nel codice:

- Peaklets
- PeakletClassification
- MergedS2s
- Peaks

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import straxen
from multihist import Histdd, Hist1d

# Print out exactly what versions we are using, for reference / troubleshooting:
import sys
import os.path as osp
```

```
[2]: st = straxen.contexts.xenon1t_dali()
run_id = '180215_1029'
```

1.8 Peaklets

Cerca gli hits e li ordina nel tempo, poi usa il gap threshold per formare dei gruppi di hits.

Poi viene calcolata la waveform somma e la larghezza del picco.

Viene fatto lo split usando i natural breaks.

```
[3]: st.data_info('peaklets')
```

```
[3]:
```

	Field name	Data type \
0	time	int64

1	length	int32
2	dt	int16
3	channel	int16
4	type	int8
5	area	float32
6	area_per_channel	('<f4', (248,))
7	n_hits	int32
8	data	('<f4', (200,))
9	width	('<f4', (11,))
10	area_decile_from_midpoint	('<f4', (11,))
11	saturated_channel	('<i2', (248,))
12	n_saturated_channels	int16
13	tight_coincidence	int16
14	max_gap	int32
15	max_goodness_of_split	float32

	Comment
0	Start time since unix epoch [ns]
1	Length of the interval in samples
2	Width of one sample [ns]
3	Channel/PMT number
4	Classification of the peak(let)
5	Integral across channels [PE]
6	Integral per channel [PE]
7	Number of hits from which peak was constructed..
8	Waveform data in PE/sample (not PE/ns!)
9	Peak widths in range of central area fraction ...
10	Peak widths: time between nth and 5th area dec...
11	Does the channel reach ADC saturation?
12	Total number of saturated channels
13	Hits within tight range of mean
14	Largest gap between hits inside peak [ns]
15	Maximum interior goodness of split

```
[4]: peaklets = st.get_array(run_id, ['peaklets'])
      print(peaklets['area'])
```

```
[2.6191945 2.4241385 3.2993686 ... 8.369365 2.3876238 1.8463116]
```

1.9 PeakletClassification

Classifica come unknown, S1, or S2. Dipende da peaklets

Vengono calcolati rise_time e numeri di PMT come: `* -peaks['area_decile_from_midpoint'] * n_channels = (peaks['area_per_channel'] > 0).sum(axis=1)`

se il risetime è minore di 's1_max_rise_time' (o 's1_max_rise_time_post100') e il numeri di canali è almeno 's1_min_coincidence' allora viene classificato come S1

Altrimenti se il numero è almeno 's2_min_pmts' allora è S2.

```
[5]: st.data_info('peaklet_classification')
```

```
[5]:
```

	Field name	Data type	Comment
0	time	int64	Start time since unix epoch [ns]
1	length	int32	Length of the interval in samples
2	dt	int16	Width of one sample [ns]
3	channel	int16	Channel/PMT number
4	type	int8	Classification of the peak(let)

Non viene distinto dove si trovano i PMT che hanno gli hits.

Non c'è una condizione per classificare in base all'area dei picchi.

1.10 MergedS2s

Serve a fare il merge dei peaklets. Dipende da peaklets e peaklet_classification.

Se la variabile 's2_merge_max_gap' è minore di zero allora non viene fatto il merge (dipende dal gap).

Trova i gruppi di peaklets separati e va il merge usando le impostazioni in 'get_merge_instructions'.

1.11 Peaks

Dipende da peaklets, peaklet_classification e merged_s2s

Rimuove i fake merged S2 e ordina i picchi nel tempo.

1.12 Processamento: pulse_processing.py

Nel codice c'è un'unica classe PulseProcessing. Come prima cosa divide i raw_records in: * tpc_records * aqmon_records

Per i TPC records applica il processing di base: 1. inverte, sottrae la baseline e integra la waveform (strax.zero_out_of_bounds, strax.baseline, strax.integrate)

2. applica il software HE veto (software_he_veto)

3. Trova gli hits prima di filtrare (strax.find_hits)

4. applica un filtro lineare per concentrare i PMT pulses: strax.filter_records(r, np.array(self.config['pmt_pulse_filter']))

5. taglia fuori dagli hits (strax.cut_outside_hits)

```
[6]: st.show_config('records')
```

```
[6]:
```

	option	default \
0	hev_gain_model	(disabled, None)
1	baseline_samples	40
2	tail_veto_threshold	0

```

3      tail_veto_duration          3000000
4      tail_veto_resolution        1000
5      tail_veto_pass_fraction     0.05
6      tail_veto_pass_extend       3
7      pmt_pulse_filter            None
8      save_outside_hits           (3, 20)
9      n_tpc_pmts                  <OMITTED>
10     check_raw_record_overlaps    True
11     allow_sloppy_chunking        False
12     hit_min_amplitude            pmt_commissioning_initial
13     pax_raw_dir                  /data/xenon/raw
14     stop_after_zips              0
15     events_per_chunk             50
16     samples_per_record           110

```

```

                                current \
0  (to_pe_per_run, https://raw.githubusercontent...
1                                <OMITTED>
2                                100000
3                                <OMITTED>
4                                <OMITTED>
5                                <OMITTED>
6                                <OMITTED>
7  (0.012, -0.119, 2.435, -1.271, 0.357, -0.174, ...
8                                (3, 3)
9                                248
10                               False
11                               True
12                               XENON1T_SR1
13                               <OMITTED>
14                               <OMITTED>
15                               <OMITTED>
16                               <OMITTED>

```

```

                                applies_to \
0  (records, veto_regions, pulse_counts)
1  (records, veto_regions, pulse_counts)
2  (records, veto_regions, pulse_counts)
3  (records, veto_regions, pulse_counts)
4  (records, veto_regions, pulse_counts)
5  (records, veto_regions, pulse_counts)
6  (records, veto_regions, pulse_counts)
7  (records, veto_regions, pulse_counts)
8  (records, veto_regions, pulse_counts)
9  (records, veto_regions, pulse_counts)
10 (records, veto_regions, pulse_counts)
11 (records, veto_regions, pulse_counts)

```

```

12 (records, veto_regions, pulse_counts)
13         (raw_records,)
14         (raw_records,)
15         (raw_records,)
16         (raw_records,)

                                help
0  PMT gain model used in the software high-energ...
1  Number of samples to use at the start of the p...
2  Minimum peakarea in PE to trigger tail veto.Se...
3      Time in ns to veto after large peaks
4  Time resolution in ns for pass-veto waveform s...
5  Pass veto if maximum amplitude above max * fra...
6  Extend pass veto by this many samples (tail_ve...
7  Linear filter to apply to pulses, will be norm...
8  Save (left, right) samples besides hits; cut t...
9      Number of TPC PMTs
10 Crash if any of the pulses in raw_records over...
11 Use a default baseline for incorrectly chunked...
12 Minimum hit amplitude in ADC counts above base...
13      Directory with raw pax datasets
14      Convert only this many zip files. 0 = all.
15      Number of events to yield per chunk
16      Number of samples per record

```

```
[7]: st.data_info('records')
```

```

[7]:      Field name      Data type \
0          time          int64
1        length          int32
2           dt          int16
3        channel          int16
4    pulse_length          int32
5        record_i          int16
6           area          int32
7    reduction_level          uint8
8         baseline          float32
9    baseline_rms          float32
10 amplitude_bit_shift          int16
11          data  ('<i2', (110,))

                                Comment
0          Start time since unix epoch [ns]
1    Length of the interval in samples
2          Width of one sample [ns]
3          Channel/PMT number
4    Length of pulse to which the record belongs (w...

```

```

5             Fragment number in the pulse
6             Integral in ADC counts x samples
7 Level of data reduction applied (strax.Reducti...
8 Baseline in ADC counts. data = int(baseline) -...
9 Baseline RMS in ADC counts. data = baseline - ...
10 Multiply data by 2**(this number). Baseline is...
11 Waveform data in raw counts above integer part...

```

```
[9]: records = st.get_array(run_id,['records'])
```


```

[43]: dt = records['dt'][0]
print(records['data'].shape[1])
dts = np.arange(0,records['data'].shape[1]*dt,dt)
for i in range(10):
    plt.plot(dts,records['data'][i],label=f"PMT {records['channel'][i]} rec_{
    ↳{records['record_i'][i]}")
plt.legend()
plt.xlabel("time (ns)", ha='right', x=1)
plt.ylabel(f"ADC", ha='right', y=1)
plt.xlim(450,550)

```

110

```
[43]: (450.0, 550.0)
```



2 TUTORIAL

Definizioni varie: * channel * self-trigger * pulse * record: * hit: tempo nel quale il record supera il threshold * peak: S1 o S2 candidati * peaklet: candidati di peak * ADC count * PE (photo-electron): in XENON 1 PE è l'area media prodotta da un fotone (long-wavelength) che produce un segnale nel PMT

Nello scorso tutorial abbiamo visto tutto quello che è sopra peaks, questa volta si guarda quello che c'è sotto.

Il **DAQ reader** determinare quali chunk salvare e li divide in dati della TPC, del Muon Veto o Neutron Veto.

Il **Pulse Processing**, calcola la baseline, cerca gli hits e taglia al di fuori di questi, fa il filtraggio e applica il software HEV?

Dopo con il **Peaklet Processing** si cercano e classificano i peaklet per creare i peaks.

2.1 Esempio: processamento di run

raw_records: 83 GB raw, 25 GB on disk Prende più tempo per fare il pulse processing (50%), in particolare il **filtering** (a causa delle convoluzioni). Le operazioni con i peaklets occupano circa il 17% del tempo, mentre le analisi di alto livello sono molto più veloci.

In strax i records sono salvati con la stessa lunghezza, se necessario vengono frammentati, questo per evitare oggetti di diversa lunghezza.

3 Presentazioni one-slide su una funzione del processing

3.1 chiamate in pulse_processing.py e definite in [strax/processing/pulse_processing.py](#)

- **baseline** (Sophia A.): prende il record, calcola il valore della baseline facendo la media dei primi 40 campioni, non fa la sottrazione soltanto se non è il primo frammento; poi fa la sottrazione e inverte
- **find_hits** (Daniel): cerca gli hit, fa un loop su tutti i record, quando supera il threshold (ce ne sono 2 tipi, uno del DAQ e uno calcolato dall'RMS della baseline)
- **cut_outside_hits** (Francesco T.): è chiamato appena dopo find_hits, vengono mantenuti 20 ns prima degli hit e 150 ns dopo
- **integrate_lone_hits** (Darryl): hits che non sono nei peaklets, cerca il picco più vicino sia prima che dopo; l'obiettivo di questo algoritmo è essere sicuri di aver calcolato l'area corretta per i picchi

3.2 chiamate in peaklet_processing.py:

- **sum_waveform** (Daniel): fa la somma di più peaklets; come prima cosa produce un buffer lungo il doppio del peaklet più lungo, poi fa il loop su tutti i peaklet; c'è l'opzione store_downsampled_waveform che viene usata se il buffer è inferiore alla lunghezza del record;

[]: